

	FICHA TÉCNICA PARA TAPABOCAS EN TELA	Código: TPB001
		Versión 01
		Fecha Marzo 2020

NOMBRE DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Tapabocas de tela forrado

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

- *Tela superficial: Con un 90% de polyester.*
- *Tela forro: Polipropileno 70 gr.*
- *Ajuste nasal.*
- *Medidas cumplen requisito del ministerio de Salud.*
- El tapabocas se debe lavar con agua y jabón, secar a la sombra.

IMAGEN



INSTRUCCIONES DE USO



Usa el tapabocas por la tela color azul hacia afuera.



Colocar la máscara sobre tu boca con el ajuste metálico hacia arriba.



Ubica los elásticos por detrás de la oreja.



Presiona el ajuste metálico y cubre tu nariz y boca.

USOS

- Para uso atención de usuarios.

Elaboró	Aprobó	Contactos
Maribel Garzón Mejía	Carlos A. Garzón	313 6167911